

Infórmese sobre el escaneado de venas de la palma de la mano en Virtua

La atención de calidad, la seguridad del paciente y la seguridad son las principales prioridades de Virtua Health. Para ayudar a proteger su privacidad, ofrecemos a nuestros pacientes la opción de utilizar el escáner de venas de la palma de la mano. Esta tecnología le conecta de forma rápida y precisa con su historial médico único cuando se registra en Virtua.

¿Por qué Virtua utiliza los escáneres de venas de la palma de la mano Imprivata PatientSecure en el registro?

El escaneado de las venas de la palma de la mano es una tecnología biométrica que utiliza las características físicas de las venas de la palma de la mano para identificarle. El patrón de las venas de la palma de la mano es único y más preciso que las huellas dactilares como forma de identificación.

¿Por qué debería escanearme la palma de la mano?

Los escáneres ofrecen una forma rápida y segura de identificarlo correctamente y vincularlo con precisión a su historial médico, al tiempo que reducen al mínimo la cantidad de información personal que comparte en público.

Nuestro personal de registro también verificará algunos datos demográficos en cada visita para garantizar que su historial médico esté actualizado y sea preciso. Esto incluye su dirección, número de teléfono y seguro.

¿Por qué mi nombre y mi fecha de nacimiento no son suficientes para identificarme?

Un paciente puede tener el mismo nombre o fecha de nacimiento que otro. Esto puede provocar que se identifique erróneamente al paciente o que se creen varios historiales médicos para una misma persona. El escaneado de la palma de la mano es nuestra mejor forma de identificarlo y conectar con su historial médico único.

¿Cómo funciona un escáner de venas de la palma de la mano?

Utiliza luz infrarroja cercana para escanear la palma de la mano. Esta luz es inofensiva y no emite calor. Es similar a la tecnología utilizada en el control remoto de su televisor.

¿Quién tendrá acceso al escaneado de mi palma?

Una vez escaneada la palma de la mano, nuestra tecnología la convierte en un archivo numérico que se vincula a su historial médico. Dado que los datos se almacenan digitalmente y no como una imagen de su patrón venoso, no pueden utilizarse para identificarlo fuera del sistema de escaneado de las venas de la palma de la mano. Este archivo numérico único será conservado de forma confidencial y solo podrá utilizarse o divulgarse de acuerdo con nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad.

¿Cómo me puedo inscribir?

Inscribirse una sola vez es fácil. Un miembro del personal lo asistirá la primera vez que utilice el escáner:

- Le pediremos su nombre y apellidos, su fecha de nacimiento y un documento de identidad oficial para cotejar con precisión el escaneado de las venas de la palma de la mano con su historial médico.
- Colocará la palma de la mano en el escáner para obtener un rápido escaneado inicial de las venas de la palma y, a continuación, repetirá el escaneado de la palma una vez más para completar su inscripción.
- Una vez inscrito, no tiene que volver a tocar el escáner de palma. La próxima vez que reciba atención en Virtua, simplemente pasará la palma de la mano por encima del dispositivo y esperará el pitido.